

製品仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立て賜り厚く御礼を申し上げます。


さて、この度、下記の通りSurgery Training Modelの一部スタンドを仕様変更しましたので、ご案内申し上げます。

今後とも、弊社製品をお引き立て賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


謹白

記

1) 対象製品と変更点



旧スタンドB




新スタンドB

- ✓ 台座部分が、大きくなりました。
- ✓ これまでの縫合糸整理ホルダーに取付可能です。
- ✓ 5,500円(税込)から6,050円(税込)に変更となります。



旧スタンドC



新スタンドC

- ✓ 台座部分が、大きくなりました。
- ✓ 従来品のスタンドBとも併用可能です。
- ✓ 価格の変更はございません。

2) 心臓部とスタンドの対応表

心臓部	対応スタンド	備考
 TGA	 スタンドA	仕様変更は ございません。
 TOF	 or  旧スタンドB 新スタンドB	新・旧スタンドB に対応可能です。
 VSD	 or  旧スタンドB 新スタンドB	新・旧スタンドB に対応可能です。
 HLHS	 or  or  旧スタンドB 旧スタンドC 旧スタンドB 新スタンドC 新スタンドB 新スタンドC	HLHS心臓部には、 スタンドBとスタンドC どちらも必要です。 新スタンドCは、新・旧 スタンドBに対応可能です。
 AVSD(新製品)	 新スタンドB	新スタンドBのみ 対応可能です。

3) 切替時期

2022年3月出荷分より、新仕様のスタンドBとスタンドCとなります。

以上